

Serología virus Epstein Barr IgG / EBV IgG	
MÉTODO	Enzimoinmunoensayo colorimétrico.
PREPARACIÓN	Ayuno 9 horas.
MUESTRA	Suero.
OTRAS MUESTRAS	
VALOR REF.	Negativos.
OBSERVACIONES	Ver comentarios.

### Comentarios:

Estabilidad en suero: -20 °C.....hasta 3 meses.

2-8 °C.....hasta 7 días.

No se debe congelar/descongelar varias veces.

El virus del Epstein Barr es miembro del grupo de los herpes-virus humanos. Es el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa y se asocia a otras entidades patológicas, como linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo anaplásico y síndromes linfoproliferativos en inmunodeprimidos.

Anticuerpos contra el antígeno de la cápsida viral (VCA): alcanzan su título más elevado al comienzo de la enfermedad, permaneciendo detectable durante toda la vida después de la convalecencia y recuperación. Son útiles como marcadores epidemiológicos.

Aparición: 7 días después de signos/síntomas. Duración: persisten durante toda la vida.

INTERFERENCIAS			
SUERO HEMOLIZADO	SUERO LIPÉMICO	SUERO ICTÉRICO	POR FÁRMACOS

ENFERMEDADES / ALTERACIONES	
Infección aguda	▲
Infección pasada	▲