

Antígeno e virus hepatitis B / AgHBe

MÉTODO	EIA.
PREPARACIÓN	Ayuno 9 horas.
MUESTRA	Suero.
OTRAS MUESTRAS	Plasma EDTA.
VALOR REF.	Negativos.
OBSERVACIONES	Ver comentarios.

Comentarios:

Su presencia significa replicación viral activa y la sangre portadora es altamente infecciosa. No se detecta en algunos virus mutados y puede haber replicación viral activa.

INTERFERENCIAS

SUERO HEMOLIZADO	SUERO LIPÉMICO	SUERO ICTÉRICO	POR FÁRMACOS
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------

ENFERMEDADES / ALTERACIONES

Hepatitis B aguda	▲
Hepatitis B crónica	▲