

Antígeno VIH / Ag p 24 del VIH	
MÉTODO	Enzimoimmunoanálisis (EIA).
PREPARACIÓN	Ayuno 9 horas.
MUESTRA	Suero.
OTRAS MUESTRAS	Plasma EDTA.
VALOR REF.	Negativo.
OBSERVACIONES	Ver comentarios.

Comentarios:

El EIA utilizado detecta el antígeno VIH-1 p-24.

Diversos estudios han demostrado que en algunos individuos infectados, el antígeno VIH-1 es detectable antes que los anticuerpos anti-VIH-1, siendo esta una observación que se hizo en todos los grupos de alto riesgo.

INTERFERENCIAS			
SUERO HEMOLIZADO	SUERO LIPÉMICO	SUERO ICTÉRICO	POR FÁRMACOS

ENFERMEDADES / ALTERACIONES	
Ausencia de infección	▼
Infección por HIV en fase aguda	▲
Marcador analítico de progresión	▲
Periodo intermedio entre primoinfección y desarrollo del SIDA	▼