

Confirmatorio VIH	
MÉTODO	Inno-lia.
PREPARACIÓN	Ayuno 9 horas.
MUESTRA	Suero.
OTRAS MUESTRAS	
VALOR REF.	Negativo.
OBSERVACIONES	Ver comentarios.

Comentarios:

Las proteínas recombinantes y péptidos del VIH-1 y un péptido del VIH-2 se expresan en *E. coli* o se sintetizan químicamente.

Después de la purificación y optimización, los antígenos individualmente son dispuestos como líneas discretas en una tira de nylon con plástico por detrás.

Los anticuerpos si están presentes en la muestra se unen a los antígenos dispuestos en línea en la tira, revelándose por un procedimiento inmunoenzimático.

INTERFERENCIAS			
SUERO HEMOLIZADO	SUERO LIPÉMICO	SUERO ICTÉRICO	POR FÁRMACOS

ENFERMEDADES / ALTERACIONES	
Infección por HIV	▲