

Antígeno galactomanano

MÉTODO	Enzimoinmunoanálisis (EIA).
PREPARACIÓN	Ayuno 9 horas.
MUESTRA	Suero.
OTRAS MUESTRAS	
VALOR REF.	Negativos.
OBSERVACIONES	

Comentarios:

Es un polisacárido celular presente en suero durante el crecimiento del aspergillus. Se emplea en receptores de trasplantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos por ser una población especialmente inmunodeprimida y una técnica no invasiva.

INTERFERENCIAS

SUERO HEMOLIZADO	SUERO LIPÉMICO	SUERO ICTÉRICO	POR FÁRMACOS
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------

ENFERMEDADES / ALTERACIONES

Infección por Aspergillus

