

Anticuerpos anti antígeno e de la hepatitis B / AHBe

MÉTODO	EIA. Quimioluminiscencia.
PREPARACIÓN	Ayuno 9 horas.
MUESTRA	Suero.
OTRAS MUESTRAS	Plasma EDTA.
VALOR REF.	Negativos.
OBSERVACIONES	Ver comentarios.

Comentarios:

Si se detecta en la fase crónica significa escasa replicación viral, baja infectividad, aunque también puede aparecer en el estado de hepatitis crónica persistente.

Su negatividad no significa siempre baja infectividad ya que puede tratarse de un virus mutado que no exprese AgHBe.

En general los AHBe no coinciden con hepatitis crónica activa con o sin cirrosis.

INTERFERENCIAS

SUERO HEMOLIZADO	SUERO LIPÉMICO	SUERO ICTÉRICO	POR FÁRMACOS
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------

ENFERMEDADES / ALTERACIONES

Hepatitis B crónica con seroconversión	▲
Hepatitis B pasada	▲